MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET LA PROTECTION SOCIALE
DIRECTION RÉGIONALE DRÂA-TAFILALET
SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
DE LOGISTIQUE ET DU PARTENARIAT

وزارة الصحة
و الحماية الاجتماعية
المديرية الجهوية درعة تافيلالت
مصلحة الموارد المالية و اللوجيستيك و الشراكة

0 2 Nove 2026




Depart N°: 5205

Avis d'achat sur bons de commande N° : 59/2026/drsps-dt

Le directeur régional de la santé et de la protection sociale procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet : Achat de mannequin de simulation médicale.

ARTICLE	DESIGNATION	DESCRPTIF	MODEL
1	Tors d'évaluationde la gestion des voies aeriens, intubation avec tablette	Simulateur de gestion des voies aériennes pour évaluer la profondeur et la précision de l'intubation à l'aide d'une tablette Les résultats de la formation du stagiaire peuvent être objectivement comparés aux résultats obtenus après la formation. Paramètres et résultats - Ligne directrice : Changement facile des lignes directrices de la ventilation - Liste de contrôle automatique : Liste automatiquement reconnue par les capteurs, les éléments de la liste peuvent être exclus ou révisés - Liste de contrôle : une liste de contrôle manuelle peut être ajoutée et exclue en fonction des éléments de la listeselon le programme d'études Résultat de l'évaluation Le résultat de la formation est visible, il peut être sauvegardé et imprimé Caractéristiques du produit - Pratique objective de l'intubation avec un modèle de torse adulte - Possibilité d'effectuer des exercices réalistes en utilisant une sensation de peau Modèle de torse humain - inclinaison de la tête / élévation du menton, position de renifiement - Manœuvre de poussée de la mâchoire (affichée sur le moniteur) - Ventilation à l'aide d'un sac, d'une valve et d'un masque - L'insertion des voies respiratoires orales et nasales peut être appliquée - Sonde d'intubation (ETT), masque laryngé (LMA/I-gel), tube combiné (Combi-Tube) peuvent être utilisés - Intubation à l'aide d'un laryngoscope - Observation d'un soulèvement de la poitrine pendant la ventilation et vérification à l'aide d'un stéthoscope - Sons d'alarme dus à l'utilisation excessive du laryngoscope - Détecte la méthode d'inclinaison de la tête et du menton, la confiance de la mâchoire, la position de renifiement et les affiche à l'aide d'une tablette - Profondeur d'intubation observable (profonde/modérée/peu profonde) à l'aide d'une tablette - Intubation œsophagienne observable sur la tablette PC - Détecte le volume courant et l'expansion de l'estomac et affiche l'état sur la tablette PC - L'utilisateur peut vérifier l'enregistrement de la formation grâce aux éléments d'identification automatique et à la liste de contrôle	
2	Torse de formation RCP et soins généraux	Vérifier le retour d'information à l'aide de l'indicateur d'affichage intégré au corps principal - Confirmation en temps réel de la profondeur et de la vitesse de la compression thoracique grâce aux lampes LED - Possibilité de vérifier le nombre total de compressions thoraciques et le nombre exact de compressions thoraciques - Possibilité d'afficher les valeurs de profondeur des compressions thoraciques - Possibilité d'afficher la position des compressions thoraciques (haut/bas/gauche/droite) - Possibilité de vérifier le recul incomplet - Les bonnes compressions thoraciques (profondeur de compression et vitesse normale) peuvent être confirmées par le son - Confirmation en temps réel du volume de ventilation et du temps d'expiration à l'aide de lampes LED - Possibilité de vérifier le nombre total de ventilations et le nombre exact de ventilations - Possibilité d'afficher le volume de ventilation - Une bonne ventilation (volume et temps d'expiration) peut être confirmée par le son - Possibilité d'activer/désactiver la rétroaction de l'écran et la rétroaction sonore Corps principal - Possibilité de vérifier visuellement le soulèvement du thorax pendant la ventilation - Entraînement pour le formateur AED de manière semi-permanente grâce aux feuilles d'acier en caoutchouc autocollantes incluses - La formation hygiénique est possible car la peau du visage et les sacs pulmonaires sont faciles à remplacer - Le sac de rangement peut être utilisé comme matelas d'entraînement - La batterie auxiliaire portable (vendue séparément), les piles et l'adaptateur secteur peuvent être utilisés SPECIFICATION - Torse adulte : 4.4kg (650×335×215mm) - Boîtier de rangement : 1.5kg (670×350×230mm) - Total : Environ 6.2kg Caractéristiques du produit: Compression de la poitrine	  

3	Torse de formation RCP et évaluation des soins de base	Compression thoracique, voies respiratoires, ventilation, pratique des compétences nécessaires pour les soins de base en réanimation disponibles. - Le nombre total de compressions thoraciques et le nombre de bonnes compressions thoraciques sont affichés. - La profondeur de la compression instantanée est affichée. - La profondeur et le taux de compression thoracique peuvent être vérifiés à l'aide d'une lampe LED. - Détecte le recul incomplet et la surcompression. - Un signal sonore retentit une fois que l'utilisateur a atteint la profondeur et la vitesse de compression appropriées. - Le son et la lampe LED peuvent être activés ou désactivés pour une formation avancée. - Vérification visuelle du soulèvement de la poitrine lorsque l'utilisateur pratique correctement la respiration artificielle. - En fixant des autocollants magnétiques sur les électrodes d'entraînement, celles-ci peuvent être utilisées de manière semi-permanente. - Conditions d'entraînement hygiéniques grâce à la peau du visage et aux poumons autoréparables. - L'étui de rangement peut être utilisé comme matelas. - Fonctionne avec des piles et un adaptateur secteur. - Des informations détaillées sur la compression thoracique (profondeur, emplacement, taux, nombre, recul, temps d'arrêt, etc.) et la ventilation (volume, taux, nombre et moyenne, etc.) peuvent être affichées par le biais du logiciel BT. - L'emplacement de la compression et la ventilation peuvent être vérifiés à l'aide du logiciel de BT. - Formation et évaluation avec le logiciel BT. - Possibilité de vérifier le résultat de l'évaluation et de l'imprimer grâce au logiciel BT. - Évaluation jusqu'à 6 mannequins par connexion Bluetooth. - Possibilité d'évaluer un groupe et d'établir un classement sur la base des résultats de l'entraînement. - Les résultats de l'entraînement peuvent être sauvegardés au format PNG et exportés au format Excel. - Les lignes directrices peuvent être ajustées par le biais du logiciel. COMPOSITION: - Torse adulte : 4.4kg (650×335×215mm) - Boîtier de rangement : 1.5kg (670×350×230mm) - Total : Environ 6.2kg Logiciel Sherpa-XM : Téléchargement de la page d'accueil - PC portable : En option - Modèle de formation SMART CPR : En option (Dépend de la composition du Multi-système) - Tablette 10,1" : En option (Dépend de la composition du Multi-système)	
4	Simulateur de gestion des voies aérinnes difficiles	1. Complication des voies respiratoires Œdème de la langue : Automatique 2. Voies respiratoires chirurgicales Cricothyrotomie 3. Gestion des voies respiratoires Insérer OPA/NPA Intuber ETT / I-GEL Formation et évaluation avec S/W Gonflement du pharynx : Automatique Laryngospasme : Automatique Trismus : Manuel Verrouillage du cou : Manuel	 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET LA PROTECTION SOCIALE
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
DIRECTION RÉGIONALE DRÂA-TAFILALET
SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
DE LA LOGISTIQUE ET DU PARTENARIAT

وزارة الصحة
و الحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
المديرية الجهوية درعة تافيلالت
مصلحة الموارد المالية و اللوجيستيك و الشراكة

- Lieu de livraison : DRSPS-DT
- Délai d'exécution : 07 jours
- Date et heure limite de remise des devis des concurrents : 12/11/2026 à 12:00

Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique au portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma

LE DIRECTEUR REGIONAL :

Chef de Service des Ressources Financière de la Logistique et du Partenariat SRFLP P.I

Signé : Anouar AZAKHMAM